



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Лазерный эпилятор IPL для
домашнего использования**

EvoSkin A110



СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности	3
2. Описание устройства	3
3. Технические характеристики	3
4. Функции	4
5. Перед использованием	4
6. Использование	5
7. Меры предосторожности	6

1. Техника безопасности

Запрещено или ограничено использование устройства для следующих групп людей:

- Людям с кожными сенсорными нарушениями.
- Людям, имеющими следующие кожные заболевания: аллергический дерматит, экзема и другие кожные заболевания.
- Беременным женщинам, женщинам в период менструации и кормления грудью.
- Тем людям, кто подвергался воздействию прямых солнечных лучей в течение последних двух недель.
- На поврежденной коже.

2. Описание устройства



3. Технические характеристики

Лампа	Ксенон-кварцевая лампа
Технология	IPL
Частота энергии	1,5 – 3,9 J/cm ²
Фокусное пространство	4,2 см ²
Длина волны	470 – 1100 нм
Адаптер питания	АС 100–240 В; 12 В DC 3А
Вес	210 г
Размер	143x84x48 мм
Рабочая температура	5 °С – 30 °С
Рабочая влажность	30% – 60%

4. Функции

- Омоложение кожи;
- Удаление нежелательных волос.

Данный эпилятор можно использовать для избавления от волос в подмышечных впадинах, волос на губах, на конечностях, по линии роста волос на лбу и так далее. Безболезненно эпиляция проходит для людей с черными или темно-коричневыми волосами на светлой коже. Эпилятор не подходит для использования на темно-коричневой или чёрной коже волос любого цвета, а также не подходит для удаления седых, рыжих и светло-русых волос на коже любого цвета.

5. Перед использованием

1. Протрите световое окно тканью, смоченной в медицинском спирте.
2. Подключите аппарат к сети. Загорится индикатор питания.
3. Нажмите и удерживайте кнопку включения устройства в течение 3 секунд. Устройство включится и загорится дисплей.

Примечание

- Вы увидите, что белый индикатор горит во время подключения питания.
 - Поднесите эпилятор к коже, индикатор должен начать мерцать. Таким образом устройство обозначает, что оно распознало кожу и готово к работе.
 - Если индикатор не горит, поднесите эпилятор ближе
4. Нажмите кнопку Вкл / Выкл, чтобы выбрать подходящий для вашего фототипа уровень воздействия лазером. Всего уровней в данной модели восемь.
 5. Когда уровень облучения выбран, поднесите эпилятор к коже, чтобы кожа полностью закрывала световое окно. Должен загореться индикатор питания. Нажмите на кнопку вспышки. После каждой вспышки индикатор питания будет отключаться, пока в эпиляторе не накопится достаточно энергии для следующей вспышки.
 6. Для более эффективного удаления волос рекомендуется повторять эпиляцию 2-3 раза. Обратите внимание, что нельзя обрабатывать один и тот же участок кожи больше одного раза подряд, это может привести к ожогам.

Примечание

Если устройство не работает, хотя индикатор питания горит, попробуйте проделать следующие действия:

- Убедитесь, что световое окно достаточно близко к коже.
 - Если индикатор всё еще горит постоянным светом, отдалите его от поверхности кожи на 3-5 секунд, затем поднесите снова.
 - Перезагрузите устройство.
 - Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр.
7. По умолчанию эпилятор работает в ручном режиме вспышки. Для того, чтобы включить режим автоматической вспышки, нажмите и удерживайте кнопку вспышки в течение 3 секунд. На экране появится буква «А». Нажмите еще раз, чтобы вернуться в ручной режим.
8. После использования очистите эпилятор тканью или салфеткой, смоченной в спирте.

Примечание

После частого использования внутри линзы могут появиться белые точки. Это нормальное явление, которое никак не влияет на срок службы аппарата.

6. Использование

Настоятельно рекомендуется проверить наличие побочных эффектов, проведя тест на чувствительность кожи за 2 часа до процедуры удаления волос.

На небольшом участке кожи на внутренней стороне плеча (средняя часть). От низкого до высокого уровня энергии обработайте 1-2 раза на одно и то же место. Если через 2 часа вы почувствуете покраснение, жжение, колющую боль или другие симптомы, обратитесь к врачу перед повторным использованием. При небольшом дискомфорте снова используйте продукт с меньшей интенсивностью, если дискомфорт не исчезнет, перед дальнейшим использованием проконсультируйтесь с врачом.

1. Очистите окошко вспышки, затем сбрейте волосы на теле и удалите остатки волос.
2. Запустите устройство, выберите наиболее подходящий уровень интенсивности для удаления волос.
3. После завершения эпиляции необходимо охладить кожу ледяной водой или холодным влажным полотенцем.

4. Вы можете использовать тонер, чтобы помочь вашей коже удерживать влагу после удаления волос.
5. Рекомендации по работе с уровнями интенсивности для всех типов кожи и различных частей тела см. в приведенной ниже сравнительной таблице.
6. Настоятельно рекомендуется не использовать несколько раз на одном и том же участке кожи.

Сравнительная таблица

	Подмышка	Рука	Нога	Усы	Лицо
Очень светлая	6-8 уровень 3-4 раза	6-8 уровень 3-4 раза	6-8 уровень 3-4 раза	6-8 уровень 3-4 раза	6-8 уровень 3-4 раза
Светлая	6-8 уровень 3-4 раза	6-8 уровень 3-4 раза	6-8 уровень 3-4 раза	6-8 уровень 3-4 раза	6-8 уровень 3-4 раза
Св-оливковая	5-7 уровень 2-3 раза	5-7 уровень 2-3 раза	5-7 уровень 2-3 раза	4-6 уровень 2-3 раза	4-6 уровень 2-3 раза
Т-оливковая	4-6 уровень 2-3 раза	1-4 уровень 2-3 раза	1-4 уровень 2-3 раза	1-4 уровень 2-3 раза	1-4 уровень 2-3 раза
Коричневая	1-4 уровень 3-4 раза	1-4 уровень 3-4 раза	1-4 уровень 3-4 раза	1-3 уровень 3-4 раза	1-3 уровень 3-4 раза
Т-коричневая	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘

Используйте эпилятор на протяжении шесть месяцев, чтобы максимально замедлить или даже прекратить рост волос в обрабатываемых участках кожного покрова.

7. Меры предосторожности

1. Во время работы не должны смотреть прямо на вспышку. Не направляйте прямо в глаза.
2. После эпиляции вы можете наблюдать легкое покраснение кожи. Кожу можно охладить льдом или самоохлаждением.
3. При очистке от грязи не распыляйте спирт прямо на люминесцентную лампу.
4. Не наносите никакие косметические средства на кожу во время эпиляции.
5. Старайтесь не есть пищу, вызывающую аллергическую реакцию (например, шпинат, рапс, горчицу и т. Д.) перед и во время эпиляции.

6. Чем сильнее уровень воздействия лазерного эпилятора, тем лучше эффект. Не повышайте больше, чем рекомендовано в таблице выше.
7. Люди с более темной кожей могут иметь отсроченные кожные реакции. Не увеличивайте силу воздействия, потому что немедленная реакция неочевидна.
8. Следите за увлажнением кожи и не используйте солнцезащитный крем после обработки.
9. Избегайте ультрафиолетового излучения во время использования аппарата. Хорошо защитите кожу от солнца, избегайте компьютерного излучения, насколько это возможно, нанесите защитный слой солнцезащитного крема.
10. Не закрывайте воздухозаборник и радиатор во время использования, чтобы не влиять на рассеивание тепла от аппарата.
11. Если в процессе использования инструмента к пластику на краю выхода прилипают волосы или иные загрязнения, пластик на краю выхода может почернеть, но это не повлияет на производительность и нормальное использование инструмента.
12. "Светоизлучающая трубка" внутри люминесцентного выхода прибора будет постепенно чернеть на внутренней стенке, что относится к нормальному процессу старения трубки. Скорость затухания энергии не будет превышать предписанный диапазон в течение периода службы и может использоваться в обычном режиме.
13. Изделие не является водонепроницаемым. Пожалуйста, не используйте его в ванной, в душе или в других местах, где можно легко соприкоснуться с водой.
14. Если корпус продукта, окно сломано или инструмент неправильно работает, отправьте его обратно производителю для ремонта, чтобы определить, можно ли его отремонтировать и использовать повторно. Если он находится под напряжением, отключите источник питания и не включайте, отправьте в сервис.
15. Избегайте хранения в местах с сильным магнитным полем и сильной влажностью, запыленностью или высокой температурой.
16. Не подвергайте инструмент сильным ударам и падениям.
17. Запрещается использовать этот продукт для других целей, кроме указанных выше функций.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**